

AIR COMP



*"Silently
powerful"*

GENERATORE OIL FREE
DI ARIA COMPRESSA



ADATTO ALL'ALIMENTAZIONE DI:

NiGen GC / GC HC

AirGen GC / TOC

Nigen MICRO

Zero Air



CARATTERISTICHE

- **Struttura modulare**
- Eroga 20 NI/min di aria compressa da compressore Oil free a 8 bar
- In grado di alimentare fino a 2 moduli Brezza
- Compatto e completo di tutti i controlli per un funzionamento continuo e senza sorveglianza
- Rumore ridotto al minimo mediante speciali accorgimenti di insonorizzazione e antivibrazione
- CPU opzionale per il controllo remoto su CAN-BUS, fino a 32 unità

APPLICAZIONI

Per GC, TOC e assorbimento atomico

COMPOSIZIONI



SPECIFICHE TECNICHE

PORTATA	20 NI/min $\pm$ 2 NI/min a 2000 m slm
TECNOLOGIA UTILIZZATA	Oil free piston compressor
PRESSIONE DI LAVORO	0 ÷ 8 bar
CARATTERISTICHE ARIA IN USCITA	Particolato = 0,01 μ m Umidità = -15° C dew point ATP con 20° gradi di temperatura e 50% di umidità relativa
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	220 Vac $\pm$ 10% 50 Hz 550 VA
INDICE DI PROTEZIONE	IP20
RUMORE MISURATO a 1m dallo strumento	< 55 dBA
TEMPERATURA OPERATIVA	5°C - 40°C/40°F - 100°F
UMIDITA' AMBIENTALE	max 90% senza condensa
ALTITUDINE max	2000 m slm
DIMENSIONI	Altezza: 40 cm + 7 cm (base) /15.8" + 2.8" Larghezza: 38 cm/14.9" Profondità: 53 cm/20.8"
PESO	40 kg/88 lbs
COLLEGAMENTI PNEUMATICI	Uscita aria purificata: G 1/8" femmina
GARANZIA	2 anni

TECNOLOGIA

Oil free piston compressor

CERTIFICAZIONI



Azienda con Sistema Qualità Certificato





CLAIND

GAS GENERATORS AND PURIFIERS

Via Regina 24
22016 Tremezzina
Loc. Lenno (CO)
Italy

Ph. +39 0344 56603
Fax +39 0344 56627
Email: info@claind.it
Website: www.claind.it