

HG 2200 R

*“Sober, robust and ideal for
continuous Monitor Analyzers”*



Generatore di Idrogeno UHP



MODELLO

HG 2200 R

CARATTERISTICHE

Purezza migliore del 99,99999%*

Pressione in uscita: 1 - 6 barg

* Contenuto Massimo di O₂ 0,1 ppm quando utilizzato con purificatori aggiuntivi

APPLICAZIONI

Dedicato a THC e agli analizzatori per il monitoraggio dei fumi



SPECIFICHE TECNICHE

PORTATA	200 Nml/min
POTENZA ASSORBITA	100 VA
RUMORE	< 46 dB
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	115 - 230 Vac 50 - 60 Hz disponibile sullo stesso prodotto
TEMPERATURA OPERATIVA	tra 5°C e 40°C
ALIMENTAZIONE DI H2O	H2O demineralizzata $\leq 5 \mu\text{S}/\text{cm}^2$ (0,2 M Ω) @ 20 °C
CONSUMABILI	essicanti con filtri molecolari
DIMENSIONI	Altezza: 31 cm Larghezza: 48 cm Profondità: 38 cm
PESO	20 kg
GARANZIA	1 anno

CERTIFICAZIONI



Conforme alle normative **ATEX**

Azienda con Sistema Qualità Certificato





CLAIND

GAS GENERATORS AND PURIFIERS

Via Regina 24
22016 Tremezzina
Loc. Lenno (CO)
Italy

Tel +39 0344 56603
Fax +39 0344 56627
Email: info@claind.it
Sito web: www.claind.it